




Colchones articulados
RELAX DUO 100



Imágenes no contractuales

Colchón sanitario articulado RELAX DUO 100 cuenta con 5cm de Viscoelástica para ofrecer un alto nivel de confort.

Cuenta con un núcleo HR de alta densidad para asegurar sus propiedades durante largo tiempo. Su perfilado para mejorar su adaptación a las camas articuladas.

También cuenta con funda sanitaria que protege tanto el interior del colchón como la piel del paciente.



Descripción de producto	Referencia
Colchón articulado	RELAX DUO 100

Especificaciones técnicas colchón	
Alto x largo x ancho	15 x 190 x (90 y 105) cm.
Peso	9 Kg. y 10.5 Kg.
Peso máximo del paciente	100 Kg.
Multicapa	Si 2 capas.
Composición	Viscoelástica + HR
Núcleo	HR 28Kg/m ³ (10 cm)
Zona de reposo	Viscoelástica 50Kg/m ³ (5 cm)
Funda sanitaria	Si.


Especificaciones técnicas funda	
Material	Poliuretano bielástico 140gr.
Cremallera	Si, en "U"
Cremallera protegida	Si, por pestaña
Impermeable	Si
Transpirable	Si
Lavable	Si, sin abrasivos.

Garantías / Normativa	
Garantía	2 años.
Certificado	Ignífugo clase M

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).




FUNDA SANITARIA




Transpirable



Impermeable




Cremallera




Lavable 90° C



Ignífugo



Antialérgica



Cremallera protegida por pestaña

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

IPSO
MEDICAL
Pensando en las Personas