



Colchones Dinámicos
DOMUS 3



Imágenes no contractuales

Domus 3 no requiere de un colchón extra en la base, es un colchón de reemplazo con terapia de presión alternante y función estática que facilita el reposicionamiento y las transferencias del paciente.

Recomendada tanto para pacientes con riesgo alto (Escala Braden de 10 a 12 puntos) de aparición de úlceras por presión, como para el tratamiento de UPPs hasta grado III.

Cuenta con un compresor con alarma visual y sonora que indica baja presión, contando con la posibilidad de silenciarla.

Descripción de producto	Referencia
Colchón dinámico	DOMUS 3
Grado tisular	Grado III
Escala Branden	10 a 12 puntos.
Especificaciones técnicas colchón	
Alto + foam x largo x ancho	12,7 + 5 x 200 x 85 cm.
Peso	5,6 Kg.
Peso máximo del paciente	180 Kg.
Terapia	Presión alternante.
Celdas	17
Celdas estáticas	3 celdas en cabeza.
Celdas ventiladas	9 celdas.
Necesita colchón	No, de foam y funda.
Especificaciones técnicas compresor	
Alto x largo x ancho	18,5 x 29 x 12,6 cm.
Peso	2,2 Kg.
Peso máximo del paciente	180 Kg.
Rango de peso	40 a 180 Kg. regulable
Terapia	Presión alternante
Tiempo de alterne	9,6 minutos.
Máxima salida de aire	8 litros por minuto.
Nivel sonoro	30 dBA
Voltaje	AC 230V, 50 Hz
Alarma	Visual y sonora.
Garantías / Normativa	
Garantía compresor	2 años.
Normativa compresor	Class II Tipo BF y Ip21
Garantía colchón	2 años.
Normativa colchón	REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 5

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Funda de poliéster



Alarma visual y sonora



No requiere de un colchón.



Cremallera bidireccional con solapa.



CPR que facilita la reanimación.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

IPSO
MEDICAL
Pensando en las Personas