




Imágenes no contractuales

Ubio Air Plus de 18 celdas de presión alterna previene la aparición de úlceras de decúbito en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo con úlceras por presión Grado 2 y 3.

Cuenta con un compresor ultrasilencioso con 5 posiciones de regulación acorde al peso del usuario desde 40 a más de 130 Kg.

Descripción de producto	Referencia
Colchón dinámico	UBIO AIR PLUS
Grado tisular	Grado II / III
Escala Branden	-
Especificaciones técnicas colchón	
Alto x largo x ancho	11,5 x 200 x 90 cm.
Peso	- Kg.
Peso máximo del paciente	160 Kg.
Terapia	Presión alternante.
Celdas de presión	18 celdas.
Tiempo de alterne	- minutos.
Solapas	SI.
Necesita colchón	Si.
Especificaciones técnicas compresor	
Alto x largo x ancho	-
Peso	- Kg.
Peso máximo del paciente	160 Kg.
Rango de peso	40 a +130 Kg. regulable
Terapia	Presión alternante.
Tiempo de alterne	- minutos.
Máxima salida de aire	- litros por minuto.
Nivel sonoro	- dBA
Voltaje	AC 230V, 50 Hz
Alarma	No.
Garantías / Normativa	
Garantía compresor	18 meses.
Normativa compresor	CE
Garantía colchón	1 año.
Normativa colchón	CE

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Posiciones de regulador:



- I - HASTA 40 KG
- II - HASTA 60 KG
- III - HASTA 80 KG
- IV - HASTA 100 KG
- V - + DE 130 KG



Colchón de Nylon/PVC.



Regulador en función de peso.



Compresor fácil de colocar.

Sujeto a cambios técnicos

**Comprometidos con su Salud y Bienestar**

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

**IPSO**  
MEDICAL  
Pensando en las Personas